

# BIODY XPERT<sup>3</sup>

Hecho en Francia

Dispositivo de análisis de la composición corporal

**2<sup>en</sup>1**

Mediciones sin cables  
o con cables



**Rápido y fácil de usar**

10 segundos  
Electrodos táctiles  
Guía visual y auditiva



**Portátil**

Ligero (300 g)  
Compacto  
Funciona con baterías



**Rápido**

Compatible con smartphone,  
tablet y ordenador  
Aplicación Android e iOS  
Sincronización con el navegador



**Confiable**

Electrodos de medición directa  
Sistema patentado mano/pie  
Tecnología BIS de 1 a 1000



**Evolución de software**

Modo SAAS



**Todos los pacientes**

Desde niños hasta pacientes  
encamados



Ergonómico: adaptado a todas las tallas y morfologías



Activación táctil: "Touch'n start"



Sistema exclusivo **2<sup>en</sup>1**

Sin cables



Con cables



## Proceso de medición sin cables

### PASO 1

Toma de medición por el sujeto



### PASO 2

Sincronización de la medición



### PASO 3

Lectura de los resultados



por el profesional



por el sujeto

### Características Técnicas

Medición cuadrípolar (4 electrodos)  
Medición multifrecuencia de 1 a 1000 kHz  
Rango de medición: 20 a 1500 Ohms  
Precisión: Impedancia 1%, Ángulo de Fase 0.2°  
Intensidad de corriente: 35µA - pico de 800µA  
Conexión inalámbrica: Bluetooth™  
Alimentación: Baterías LR6  
Peso: 300 g

### Compatibilidad

Acceso a Internet obligatorio  
Bluetooth™ LE 5.0 mínimo  
Versión mínima de los OS  
Windows 10  
MacOS: Monterey 12  
Android 10 - iOS 13



### Incluye

1 BIODY B.I.S 3  
2 Baterías LR6 recargables de 2700mAh  
1 Cable USB/microUSB  
1 Cargador de pared  
2 Cables para función con cable  
1 Manual de uso  
1 Licencia bodymanager.com  
1 Funda




Fabricado por

**Aminogram**


La Ciotat - FR



# RESULTADOS OBTENIDOS




COMPOSICIÓN DEL PESO		SÍNTESIS		ÍNDICE	
Peso (W)	VALORES LÍMITE	110.00 kg.	FMI	11.99 kg/m <sup>2</sup>	
Masa Grasa (FM)	7.70 kg - 28.98 kg	36.30 kg	FFMI	24.34 kg/m <sup>2</sup>	
Masa Sin Grasa (FFM)	< 51.47 kg	73.70 kg	ASMI	10.02 kg/m <sup>2</sup>	
Masa Protéica Total (TBPro)	< 9.63 kg	15.93 kg	SMI	13.19 kg/m <sup>2</sup>	
Minerales (TBM)	< 2.58 kg	3.89 kg	<b>RATIOS</b>		
Agua Total (TBW)	52 L - 57 L	53.88 L	SMM/W	36.29%	
Músculo esquelético (SMM)	< 26.25 kg	39.92 kg	ECM/BCM	0.57	
Equilibrio hídrico (ECW/TBW)	35.00% - 41.00%	38.98%	E/I	0.64	
<b>MARCADORES BIOELÉCTRICOS</b>		Ángulo de Fase	6.6°	TBW/FFM	73.10%
		Ratio de Impedancia (IR)	Z200/Z5 0.779		




## Otros indicadores




+	METABOLISMO BASAL	+	NECESIDADES ENERGÉTICAS	+	MASA GRASA BRUTA
+	HIDRATACIÓN SIN GRASA	+	EQUILIBRIO DE AGUA (ECW   ICW)	+	EQUILIBRIO DE AGUA SIN GRASA
+	MASA MUSCULAR ESQUELÉTICA DE LOS MIEMBROS	+	MASA DE PROTEÍNA METABÓLICA	+	MASA CELULAR ACTIVA
+	MASA SIN GRASA	+	CONTENIDO MINERAL ÓSEO	+	MASA SECA SIN GRASA

## Historial




## Evolución





### Historial



### Evolución

