

Portátil

Ligero (350 g)
Compacto
Funciona con baterías



Preciso

Electrodos integrados, Manos/Pies
Espectroscopía
kHz a 1000 kHz, 54 frecuencias



Rápido

10 segundos



Fácil de usar

Electrodos táctiles
Guía vocal



Software conectado

Modo SAAS
Actualización basada en las últimas validaciones



Compatible



Ergonómico: adaptado a todas las tallas y morfologías



Activación táctil: Electrodo táctil



Proceso de medición sin cables

ETAPA 1

Toma de medición por el sujeto



ETAPA 2

Toma de medición por el sujeto



ETAPA 3

Lectura de los resultados



por el profesional



por el sujeto

Características Técnicas

Medición cuadrípolar (4 electrodos)
Medición multifrecuencia de 1 a 1000 kHz
Rango de medición: 20 a 1500 Ohms
Precisión: Impedancia 1%, Ángulo de Fase 0.2°
Intensidad de corriente: 35 µA
Conexión inalámbrica: BluetoothSM
Alimentación: Baterías LR6
Peso: 300 g










Compatibilidad

Acceso a Internet obligatorio
BluetoothSM LE 5.0 mínimo
Versión mínima de los OS
Windows 10
MacOS: Monterey 12
Android 10 - iOS 13

Incluye


1 BIODY B.I.SSM
2 Baterías LR6 recargables de 2700mAh
1 Cable USB/microUSB
1 Cargador de pared
2 Cables para función con cable
1 Manual de uso
1 Licencia biodymanager.com
1 Funda





► El único dispositivo de Bioimpedancia ESCALABLE

IMC+



La gráfica del IMC (índice de Masa Corporal) sitúa al sujeto con respecto a una población de referencia mediante dos índices (FMI: masa grasa, FFM: masa no grasa), expresados en kg/m².

La representación gráfica en percentiles facilita la evaluación individual y permite detectar rápidamente un exceso de masa grasa o un déficit de masa magra, incluso con un IMC normal.

55 eur

suscripción anual

200 eur

acceso ilimitado

Síntesis



Esta gráfica resume la composición corporal al desglosar el peso (masa grasa, masa magra, proteínas, minerales, agua) e integrar índices clave (FMI, FFM, ASMI, etc.) para evaluar el estado nutricional y detectar desequilibrios en la composición corporal.


89 eur

suscripción anual

400 eur

acceso ilimitado

Espectroscopia



El pack de espectroscopia proporciona el informe de bioimpedancia más completo, con 54 mediciones que cubren un amplio espectro de frecuencias.

También ofrece datos avanzados sobre las resistencias, la capacitancia de la membrana y la frecuencia característica, ideales para la investigación científica.

109 eur

suscripción anual

500 eur

acceso ilimitado

Otros indicadores



Este módulo permite hacer seguimiento de indicadores esenciales: contenido mineral óseo, equilibrio hidrico, masa muscular esquelética de los miembros y masa grasa.

Estos parámetros ofrecen una visión completa de la composición corporal y ayudan a detectar precozmente los desequilibrios, o una masa muscular u ósea insuficiente.

49 eur

suscripción anual

200 eur

acceso ilimitado

Celular



Esto combina el ángulo de fase, que refleja la calidad celular y la vitalidad de los tejidos, y la IR, que traduce la distribución de fluidos y electrolitos. Fáciles de medir, estos parámetros ofrecen un seguimiento simple y no invasivo del estado de salud en nutrición, medicina y deporte.

55 eur

suscripción anual

250 eur

acceso ilimitado

Con cable



El pack con cable garantiza mediciones fiables para todos, incluyendo personas frágiles, encamadas o con movilidad reducida.


89 eur

suscripción anual

400 eur

acceso ilimitado

Pediátrico



El paquete pediátrico proporciona un análisis de composición corporal validado, diseñado específicamente para niños a partir de 5 años. Permite medir con precisión la masa grasa y la masa libre de grasa, visualizar el IMC y el IMLG con sus curvas de referencia por edad y sexo, y realizar un seguimiento del crecimiento mediante las curvas de IMC, talla y peso integradas — porque el IMC por sí solo no es suficiente para evaluar la composición corporal de un niño en crecimiento.


89 eur

suscripción anual

400 eur

acceso ilimitado

BIVA



El módulo BIVA ofrece un análisis vectorial de la impedancia sin ecuaciones, para evaluar la hidratación y la composición corporal de los tejidos blandos directamente a partir de las mediciones eléctricas brutas (resistencia y reactancia).

Permite representar el vector de impedancia en gráficos de referencia RXc específicos para la población estudiada, para una interpretación clínica fiable de la hidratación y la masa celular corporal.

89 eur

suscripción anual

400 eur

acceso ilimitado